



## puriFlash® R-Vap

Ihr Labor-Rotationsverdampfer

Super intuitiv. Ultra-effizient.  
Einfach unverzichtbar

### Bestandteile

**Vakuum-Rotationsverdampfer mit Verdampferkolben, Vorlagekolben und Kühler.**

Merkmale:

Rotationsgeschwindigkeit 20-300 RPM

Drehung: Im Uhrzeigersinn / Gegenuhrzeigersinn

Hebemodus: Manuell / motorisiert

Eintauchwinkel: 0° bis 60°

Motorleistung: 40W

### Heizung Wasserbad.

Merkmale:

Wasser (Raumtemperatur bis 100°C) - Öl (Raumtemperatur bis 230°C).

Kapazität: 5L

Temperaturregelung: PID Digitale Anzeige

Zeitschaltuhr: ja

Überhitzungsschutz Temperatur: ja


Heizleistung: 1300W

### Abmessungen der Glaswaren (Standardausführung oder kunststoffbeschichtet)

- Verdampfungskolben: 50mL, 100mL, 250mL,  
500mL, 1L, 2L, 3L.

- Auffangkolben: 50mL, 100mL, 250mL,  
500mL, 1L, 2L.

- Vertikale Kondensatorsäule: 1200cm<sup>2</sup>, 1500cm<sup>2</sup>.



### Sicherheit

Flüssigkeitsbad-Schutzschild für puriFlash® R-Vap



### Stromversorgung

Spannung: 110 ; 220V

Wahl des Netzkabels: Europa, Großbritannien, USA, Schweiz, Japan, Indien, China

## Abmessungen und Gewicht

Gewicht: 19kg

