



## puriFlash® R-Vap

Votre évaporateur sous vide de laboratoire

Super intuitif. Ultra performant.  
Simplement indispensable.

### Composants

**Évaporateur rotatif sous vide avec ballon d'évaporation, ballon de réception et réfrigérant.**

Caractéristiques :

Vitesse de rotation 20-300 RPM

Rotation: sens horaire / anti-horaire

Mode réglage hauteur ballon : manuel / motorisé

Angle d'inclinaison : 0° à 60°

Puissance moteur : 40W

#### Bain chauffant.

Caractéristiques :

Eau (T°C ambiante à 100°C) - Huile (T°C ambiante à 230°C).

Capacité : 5L

Contrôle de la température : affichage numérique

Minuterie : oui

Sécurité surchauffe : oui


Puissance : 1300W

### Dimensions verrerie (version standard ou en revêtement plastifié)

- Ballon évaporation : 50 mL, 100 mL, 250 mL,  
500 mL, 1L, 2L, 3L.

- Ballon réception : 50 mL, 100 mL, 250 mL,  
500 mL, 1L, 2L.

- Réfrigérant vertical : 1200 cm<sup>2</sup>, 1500 cm<sup>2</sup>.



### Sécurité

Bouclier de sécurité pour bain liquide pour puriFlash® R-Vap



### Alimentation

Tension : 110V ; 220V

Cordon secteur au choix : Europe, UK, US, Suisse, Japon, Inde, Chine

## Dimensions & Poids

Poids : 19 kg

